

Le point sur les urétéroscopes souples


Forum CLAFU 2008

Compagnie	Modèle	Longueur (cm)	Déflexion haut/bas	Diamètre distal (ch)	Diamètre proximal	Diamètre CO
Gyrus-ACMI	DUR-D	65	250/250	8.7	9.3	3.6
Gyrus-ACMI	DUR-8E	64	170/180	6.75	10.1	3.6
Stryker	Flex-Vision U-500	64	275/275	6.9	-	3.6
Olympus	URF-P5	70	275/275	5.4	8.4	3.6
Storz	Flex-X2	67.5	270/270	7.0	8.5	3.6
Wolf	Viper	68	270/270	6.0	8.8	3.6


Déflexion


- Primaire active
- Passive
- Secondaire (« DUR-8 Elite », ACMI)

Déflexion active



Déflexion passive







Extrémité

- Miniaturisation (<6 ch)
- Aspect conique
- Nouveaux matériaux (Laserite)



Systemes vidéo intégrés

- Plus simple :
 - Pas de caméra externe
 - Pas de câble de caméra ou de lumière
- Meilleure vision :
 - Meilleure résolution
 - Image trois fois plus grande
 - Pas de « nid d'abeille »



RETOUR