

Un test urinaire Urodiag vient de vous être prescrit par votre urologue

Quelles sont les étapes clés pour la réalisation de ce test ?

1 Récupérer un flacon stérile d'une contenance de 120 ml, **au plus tard la veille du recueil de vos urines**, auprès d'un laboratoire de ville partenaire Cerba

2 Recueillir vos urines du matin (80 à 100 ml) dans le flacon stérile, en ayant préalablement réalisé une toilette soignée locale


Attention :

- Boire au moins 1 litre d'eau chaque jour pendant les 3 jours qui précèdent le recueil des urines
- Recueillir vos 1^{ères} urines du matin à jeun, dès votre réveil
- Avant le recueil, éliminer le 1^{er} jet dans les toilettes

3 Conserver votre échantillon au réfrigérateur (+4°C)

4 Déposer votre flacon d'urines **dans un délai maximum de 2h** dans le laboratoire de ville partenaire Cerba, **accompagné de la fiche de prescription médicale Urodiag remise par votre médecin**

5 Vous n'avez rien à régler au laboratoire de ville pour ce test

 **Attention : il faut vous rendre dans un laboratoire de ville partenaire Cerba**



Où trouver un laboratoire partenaire Cerba proche de chez vous ?

Les laboratoires Cerballiance : cerballiance.fr

Les laboratoires LBI : lesbiologistesindependants.fr

Les laboratoires Unilabs : unilabs.fr

Si vous ne trouvez de laboratoires partenaires proches de chez vous, contactez le laboratoire Cerba :

01 34 40 21 98 ou 01.34.40.20.09

Service.Commercial@lab-cerba.com